

Préparation à l'auto-injection :

- **Sortez le stylo auto-injecteur du réfrigérateur et vérifiez-le**
 - **Ne le secouez pas**
 - **Vérifiez la solution à travers la fenêtre de visualisation et jetez le stylo si :**
 - La solution est trouble
 - La solution contient des particules en suspension
 - La solution n'est pas incolore ou jaune pâle
 - Le stylo auto-injecteur est endommagé
 - La date de péremption est dépassée

• **Conservation :** vous devez conserver le stylo au réfrigérateur à une température entre 2°C et 8°C et dans son emballage extérieur, à l'abri de la lumière. Le stylo ne doit pas être congelé.

- **Attendez 20 minutes pour que le produit soit à température ambiante au moment de l'injection**

- **Ne réchauffez pas le stylo d'une autre manière**



- **Choisissez la zone d'injection**

- Lavez vos mains soigneusement avec du savon et de l'eau
- Choisissez un endroit au niveau des cuisses ou de l'abdomen
- Évitez le nombril
- Évitez les endroits qui pourraient être irrités par une ceinture
- Choisissez un endroit différent à chaque injection



- **Préparez la zone d'injection**

- Nettoyez la zone d'injection en utilisant une compresse alcoolisée. Laissez sécher la peau pendant 10 secondes et ne touchez pas le site nettoyé avant l'injection

Après l'auto-injection :



- Essuyez la zone d'injection avec une compresse alcoolisée si nécessaire
- Jetez le stylo auto-injecteur dans une poubelle spéciale pour aiguilles et seringues

Présentation du stylo auto-injecteur :



Questions fréquentes :

- **Que faire si je n'arrive pas à retirer le capuchon protecteur ?**

Il est parfois difficile de retirer le capuchon protecteur. Tournez-le légèrement puis retirez-le.

- **Est-il normal qu'une fois le capuchon protecteur retiré apparaisse une pièce en métal qui bouge ?**

Oui, une pièce de métal est fixée de manière lâche. Il est normal qu'elle bouge. Votre dispositif n'est pas endommagé.

- **Pourquoi dois-je utiliser le stylo dans les 5 minutes une fois que j'ai retiré le capuchon protecteur ?**

Le retrait du capuchon protecteur expose l'aiguille à l'air ambiant c'est-à-dire à un environnement non stérile. Il est donc important d'utiliser le dispositif rapidement après ouverture.

Pour plus d'informations, référez-vous à la notice de votre stylo auto-injecteur et à votre professionnel de santé.

Stylo auto-injecteur



Guide d'utilisation pour l'auto-injection

Ce guide contient les instructions à suivre pour l'auto-injection avec le stylo auto-injecteur. Il est important que vous lisiez ces instructions, que vous les compreniez et que vous les suiviez afin que votre auto-injection soit optimale.

N'hésitez pas à vous adresser à un professionnel de santé si vous avez des questions ainsi qu'à la notice du stylo auto-injecteur.

L'auto-injection en 3 étapes :

1



RETIREZ

- **Tenez fermement le stylo auto-injecteur d'une main et retirez le capuchon protecteur avec l'autre main.**
- Une fois que le capuchon protecteur a été enlevé, le stylo auto-injecteur doit être utilisé immédiatement. Si vous ne l'utilisez pas dans les 5 minutes, jetez-le et utilisez un nouveau stylo. Le capuchon protecteur ne doit jamais être replacé après avoir été enlevé.

2



PRESSEZ

- Pincez et tenez un pli de peau au niveau du site d'injection avec la main disponible afin que le protège-aiguille puisse reposer fermement et en toute sécurité sur la peau.
- Positionnez le stylo auto-injecteur à un angle de 90° par rapport au site d'injection.
Attention : n'appuyez pas sur le bouton d'activation.
- **Pressez** fermement le stylo contre la peau jusqu'à ce que le protège-aiguille soit complètement poussé à l'intérieur du stylo. Le stylo auto-injecteur est maintenant déverrouillé et prêt pour l'injection.

3



CLIQUEZ

- Tout en maintenant fermement le stylo dans la même position, **cliquez** sur le bouton d'activation bleu avec le pouce et relâchez le bouton immédiatement. Un « clic » indique le début de l'injection.
- Maintenez fermement le stylo sur la peau pendant 10 secondes pour que l'injection soit complète. L'indicateur rouge descend dans la fenêtre de visualisation au cours de l'injection. Un second « clic » indique le retour du bouton d'activation. La fenêtre de visualisation est alors entièrement rouge.
- Vérifiez que le pouce est retiré du bouton d'activation. Soulevez le stylo pré-rempli (selon un angle de 90°). Le protège-aiguille sort automatiquement et se bloque afin d'éviter tout risque de blessure avec l'aiguille.